


# PHASITRON®

## Breathing circuit A50605-D



EN DE FR IT NL



**PERCUSSIONAIRE®**  
CORPORATION

130 McGhee Road, Suite 109, Sandpoint, Idaho 83864  
percussionaire.com +1.208.263.2549

©2020 Percussionaire® Corporation  
All rights reserved. P20122 Rev A

## DE Phasitron® Atemkreislauf-Set, nur für einen Patienten, Bedienungsanleitung – Deutsch

### Verwendungszweck

Das Phasitron® Atemkreislauf-Set ist für die kontinuierliche, kontrollierte Beatmung von Patienten vorgesehen.

### Patientengruppe

Neugeborene, Kinder und Erwachsene.

### Anwendungsgebiete

Das Phasitron® Atemkreislauf-Set ist für den klinischen oder präklinischen Einsatz mit dem Percussionaire® HFPV-System vorgesehen, wenn eine Notfallversorgung bereitgestellt wird. Dies beinhaltet auch den Transport innerhalb und außerhalb des Krankenhauses.

### Absolute Kontraindikationen

- Unbehandelter Spannungspneumothorax
- Nicht ausgebildeter oder nicht qualifizierter Bediener

### Relative Kontraindikationen

- Früherer Pneumothorax
- Kürzliche Pneumonektomie
- Lungenblutung
- Myokardinfarkt
- Luftaustritt in der Lunge (ohne funktionsfähige Thoraxdrainage)
- Mangelnde Kooperation des Patienten
- Erbrechen

### Mögliche unerwünschte Reaktionen

- Hyperventilation
- Verringerte Herzleistung
- Erhöhter Lufteinström
- Sauerstoffübersorgung
- Luftaustritt in der Lunge
- Erhöhter intrakranieller Druck
- Kontamination
- Pneumothorax
- Lungenblutung

### Symbole in diesem Dokument

⚠️ <b>WARNUNG</b>	📄 <b>Anwendungsteil Typ BF</b>
⚠️ <b>VORSICHT</b>	👤 <b>Nur für einen Patienten</b>
📖 <b>Handbuch vor der Verwendung lesen</b>	📖 <b>Nur für einen Patienten</b>
📑 <b>CE-Kennzeichnung</b>	📑 <b>Bestellnummer</b>
🏢 <b>Hersteller</b>	🏢 <b>Chargennummer</b>
📅 <b>Herstellungsdatum</b>	📅 <b>Europäische Vertretung</b>
🧼 <b>Unsteril</b>	🚫 <b>Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt</b>
🗑️ <b>Enthält keine Phthalatweichmacher DEHP, DBP, DIBP oder BBP</b>	♻️ <b>Entsorgung</b>


📖 **Lesen und verstehen Sie die Anweisungen vollständig, bevor Sie das Phasitron® Atemkreislauf-Set einrichten und verwenden.**

### Vorsichtsmaßnahmen

- ⚠️ WARNUNG: Weist auf die Möglichkeit einer Verletzung des Benutzers oder Bediener hin.**
- ⚠️ VORSICHT: Weist auf die Möglichkeit einer Beschädigung des Geräts hin. Laut Bundesgesetz der USA darf dieses Produkt nur an einen Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden.**
- ⚠️ VORSICHT: Keinen Verarbeitungstemperaturen von über 50 °C/122 °F aussetzen.**
- ⚠️ WARNUNG: Einsatz nur bei einem Patienten, nicht zur Wiederaufbereitung vorgesehen.**
- ⚠️ WARNUNG: Die Luftaufnahme- bzw. Ausatemöffnungen nicht verschließen.**
- Alle Personen, die eine mechanische Beatmung anbieten, müssen in der Verwendung von Percussionaire® Hochfrequenzgeräten geschult werden.
- Therapeuten müssen beurteilen, wie ihre Patienten auf die Behandlung reagieren. Auskultation und Beobachtung der mechanischen Vibrationen von Brust und Abdomen sind Hauptanzeichen für eine wirksame Beatmung.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalteile und -zubehör von Percussionaire®.
- Das Gerät darf nicht verändert werden.


### Einrichtung des Phasitron®

Schließen Sie den Atemkreislauf an das Beatmungsgerät für perkussive Hochfrequenzbeatmung an.




### Phasitron® Patientenanschluss

- Direkt am ET-Schlauch oder an der Maske des Patienten befestigen.
  - Optionalen HME- oder HME/F-Filter zum Phasitron® mit oder ohne T-Anschluss hinzufügen.



### Anschluss an das AeroNox Zuführungssystem



### Reinigung des Phasitron®

Befolgen Sie die Krankenhaus-/Einrichtungssichtlinien für die Reinigung und Desinfektion.

Wechseln Sie das Phasitron® Atemkreislauf-Set alle 7 Tage oder bei Verschmutzung.

Das Phasitron® wurde auf Kompatibilität mit den folgenden Reinigungs- und Desinfektionslösungen getestet.

Chemische Klasse	Wirkstoff
Bleichmittel	5,25 % Natrihypochlorit
Alkohol	70 % Isopropanol
Peroxid	3 % Wasserstoffperoxid
Benzyl-Ammoniumchlorid	N-Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid, N-Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid
Phenol	Ortho-Phenylphenol, Ortho-Benzyl-para-Chlorphenol
Quartäres Ammoniumchlorid	Didecyl-dimethylammoniumchlorid, Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid

### Technische Daten

Perkussionsfrequenz	0-999 Impulse pro Minute
Druckbereich	0-150 cmH <sub>2</sub> O/hPa
Laufzeit	Kontinuierlich
Durchfluss	25 l/min
Roter Leitungsfilter	0,027 Mikron hydrophob
Betriebsbereich	Temp. 0 °C bis 49 °C (32 °F bis 120 °F) Relative Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 %
Lager- und Transportbereich	Temp. -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F) Feuchtigkeit < 93 % nicht kondensierend
Halbhaltsdauer	7 Tage
Baltbarkeit	2 Jahre
Entsorgung	Gemäß lokal geltenden Vorschriften wiederverwerten.

### Eingeschränkte Garantie

Die Percussionaire® Corporation gewährleistet, dass das Phasitron® Set frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist und gemäß der Produktspezifikationen für einen Zeitraum von sieben (7) Tagen funktioniert. Wenn das Produkt nicht gemäß den Produktspezifikationen funktioniert, wird die Percussionaire® Corporation nach eigenem Ermessen das defekte Material oder Teil reparieren oder ersetzen. Die Percussionaire® Corporation bezahlt die handelsüblichen Frachtkosten zu und von der Percussionaire® Corporation oder einem autorisierten Percussionaire® Corporation Servicezentrum. Diese Garantie deckt keine Schäden durch nicht genehmigte Reinigung oder Sterilisation, Unfall, Fehlgebrauch, Missbrauch, Veränderung oder andere Defekte, die nicht in Zusammenhang mit Material oder Verarbeitung stehen. Die Percussionaire® Corporation lehnt jegliche Haftung für wirtschaftliche Verluste, Gewinnaussfälle, Mehraufwand oder Folgeschäden ab, die durch den Verkauf oder Gebrauch dieses Produkts geltend gemacht werden könnten.

## FR Kit de circuit respiratoire Phasitron®, destiné à un seul patient, Mode d'emploi - Français

### Utilisation prévue

Le kit de circuit respiratoire Phasitron® est destiné à la ventilation continue contrôlée des patients.

### Population de patients

Nouveau-nés, pédiatrie et adultes.

### Indications

Le kit de circuit respiratoire Phasitron® est conçu pour être utilisé avec un système HFPV Percussionaire® pour un usage hospitalier ou préhospitalier en cas de soins d'urgence, y compris lors du transport intra-hospitalier ou hospitalier externe.

### Contre-indications absolues

- Pneumothorax sous tension non traité
- Opérateur non qualifié ou non formé

### Contre-indications relatives

- Antécédents de pneumothorax
- Pneumectomie récente
- Hémorragie pulmonaire
- Infarctus du myocarde
- Fuite d'air pulmonaire (sans drain thoracique fonctionnel)
- Manque de coopération du patient
- Vomissements

### Effets indésirables possibles

- Hyperventilation
- Diminution du débit cardiaque
- Augmentation de la rétention d'air
- Hyperoxygénation
- Fuite d'air pulmonaire
- Distension gastrique
- Augmentation de la pression intracranienne
- Contamination
- Pneumothorax
- Hémorragie pulmonaire

### Symboles du document

⚠️ <b>AVERTISSEMENT</b>	📄 <b>Pièce appliquée de type BF</b>
⚠️ <b>ATTENTION</b>	👤 <b>Réservé à un seul patient</b>
📖 <b>Lire le manuel avant utilisation</b>	📖 <b>Sur ordonnance uniquement</b>
📑 <b>Marquage CE</b>	📑 <b>Référence catalogue</b>
🏢 <b>Fabricant</b>	🏢 <b>Numéro de lot</b>
📅 <b>Date de fabrication</b>	📅 <b>Représentant européen</b>
🧼 <b>Non stérile</b>	🚫 <b>Fabrique sans latex de caoutchouc naturel</b>
🗑️ <b>Ne contient pas de phthalates plastifiants, DEHP, DBP, DIBP</b>	♻️ <b>Mise au rebut</b>

📖 **Lire et comprendre l'intégralité de ces instructions avant de monter et d'utiliser le kit de circuit respiratoire Phasitron®.**

### Précautions

- ⚠️ AVERTISSEMENT: Signale la possibilité de blessure de l'utilisateur ou de l'opérateur.**
- ⚠️ ATTENTION: Signale un risque d'endommagement du dispositif. Aux États-Unis, la loi fédérale limite la vente de ce dispositif par ou sur ordonnance d'un médecin.**
- ⚠️ ATTENTION: Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F.**
- ⚠️ AVERTISSEMENT: Destiné à un seul patient, non destiné au retraitement.**
- ⚠️ AVERTISSEMENT: Ne pas obstruer les ports d'expiration ou d'entraînement.**
- Toutes les personnes qui pratiquent la ventilation mécanique doivent être formées à l'utilisation des appareils à haute fréquence Percussionaire®.
- Les thérapeutes doivent évaluer la tolérance du traitement par leurs patients. L'auscultation et l'observation des vibrations mécaniques de la poitrine et de l'abdomen sont les principaux indicateurs d'une ventilation efficace.
- Utiliser uniquement des pièces et des accessoires Percussionaire® d'origine.
- Ne jamais essayer de modifier l'appareil.

### Montage du kit Phasitron®

Raccorder le circuit respiratoire au ventilateur de transport à percussion à haute fréquence.

## EN Phasitron® Breathing Circuit Kit, Single Patient, Instructions for Use - English

### Intended Use

The Phasitron® breathing circuit kit is intended to be used for continuous ventilation for the controlled ventilation of patients.

### Patient Population

Neonates, pediatric, and adults.

### Indications for Use

The Phasitron® breathing circuit kit is intended to be used with a Percussionaire® HFPV system for either hospital or prehospital use where emergency care is being provided, including intrahospital or external hospital transport.

### Absolute Contraindications

- Untreated tension pneumothorax
- Untrained or unskilled operator

### Relative Contraindications

- History of pneumothorax
- Recent pneumonectomy
- Pulmonary hemorrhage
- Myocardial infarction
- Pulmonary air leak (without functioning chest tube)
- Lack of patient cooperation
- Vomiting

### Possible Adverse Reactions

- Hyperventilation
- Decreased cardiac output
- Increased air trapping
- Hyperoxygenation
- Pulmonary air leak
- Gastric distension
- Increased intracranial pressure
- Contamination
- Pneumothorax
- Pulmonary hemorrhage

### Document Symbols

⚠️ <b>WARNING</b>	📄 <b>Type BF Applied Part</b>
⚠️ <b>CAUTION</b>	👤 <b>Single Patient Use</b>
📖 <b>Read the manual before use</b>	📖 <b>Prescription Only</b>
📑 <b>CE marking</b>	📑 <b>Catalog Number</b>
🏢 <b>Manufacturer</b>	🏢 <b>Lot Number</b>
📅 <b>Manufacturer Date</b>	📅 <b>European Representative</b>
🧼 <b>Non-Sterile</b>	🚫 <b>Not Made with Natural Rubber Latex</b>
🗑️ <b>Does Not Contain the Phthalate Plasticizers DEHP, DBP, DIBP</b>	♻️ <b>Disposal</b>



📖 **Read and understand the instructions completely before setting up and using your Phasitron® breathing circuit kit.**

### Precautions

- ⚠️ WARNING: Indicates the possibility of injury to the user or operator.**
- ⚠️ CAUTION: Indicates the possibility of damage to the device. US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.**
- ⚠️ CAUTION: Do not expose to processing temperatures above 50 °C/122 °F.**
- ⚠️ WARNING: Single Patient Use, not intended for reprocessing.**
- ⚠️ WARNING: Do not occlude the exhalation or entrainment ports.**
- All persons providing mechanical ventilation must be trained in the use of Percussionaire® High-Frequency devices.
- Therapists should evaluate how their patients tolerate the treatment. Auscultation and observation of the mechanical vibrations of the chest and abdomen are primary indicators of effective ventilation.
- Only use genuine Percussionaire® parts and accessories.
- Never attempt to modify unit.

### Phasitron® Setup

Connect breathing circuit to the High-Frequency Percussive Transport ventilator.





IT

## Kit del circuito respiratorio Phasitron®, monouso, istruzioni per l'uso - Italiano

### Uso previsto

Il kit del circuito respiratorio Phasitron® è destinato all'uso per la ventilazione continua e controllata dei pazienti.

### Popolazione di pazienti

Neonati, bambini e adulti.

### Indicazioni per l'uso

Il kit del circuito respiratorio Phasitron® è indicato per l'uso con un sistema Percussionaire® HFPV per uso ospedaliero o preospedaliero in cui vengono fornite cure di emergenza, tra cui trasporto intraospedaliero o ospedaliero esterno.

### Controindicazioni assolute

- Pneumotorace da tensione non trattato
- Operatore senza formazione o competenze adeguate

### Controindicazioni relative

- Anamnesi di pneumotorace
- Perdita di aria polmonare (senza tubo toracico funzionante)
- Pneumectomia recente
- Mancanza di cooperazione del paziente
- Emorragia polmonare
- Vomito
- Infarto miocardico

### Possibili reazioni avverse

- Iperventilazione
- Distensione gastrica
- Gittata cardiaca ridotta
- Aumento della pressione intracranica
- Aumento della separazione dell'aria
- Contaminazione
- Iperossigenazione
- Pneumotorace
- Perdita di aria polmonare
- Emorragia polmonare

### Simboli del documento

	<b>AVVERTENZA</b>		Parte applicata di tipo BF
	<b>ATTENZIONE</b>		Monouso
	Leggere il manuale prima dell'uso		Solo su prescrizione
	Marchatura CE		Numero di catalogo
	Produttore		Numero di lotto
	Data di produzione		Rappresentante nell'Unione Europea
	Non sterile		Non realizzato con lattice di gomma naturale
	Non contiene i plastificanti italiani DEHP, DBP, DBP o BBP		Smaltimento


Leggere attentamente queste istruzioni prima di predisporre e utilizzare il kit del circuito respiratorio Phasitron®.

### Precauzioni

- ▲ **AVVERTENZA:** indica la possibilità di lesioni per l'utente o l'operatore.
- ▲ **ATTENZIONE:** indica la possibilità di danni al dispositivo. La legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo da parte o su prescrizione di un medico.
- ▲ **ATTENZIONE:** non esporre a temperature di trattamento superiori a 50 °C/122 °F.
- ▲ **AVVERTENZA:** dispositivo monouso, non destinato al ritrattamento.
- ▲ **AVVERTENZA:** non ostruire le porte di espirazione o di inspirazione.
- Tutte le persone che erogano la ventilazione meccanica devono ricevere un'adeguata formazione sull'uso dei dispositivi Percussionaire® High-Frequency.
- I terapisti devono valutare il modo in cui i loro pazienti tollerano il trattamento. L'auscultazione e l'osservazione delle vibrazioni meccaniche del torace e dell'addome sono i principali indicatori di un'erogazione di ventilazione efficace.
- Utilizzare esclusivamente parti e accessori originali Percussionaire®.
- Non tentare per nessun motivo di modificare l'unità.


### Predisposizione di Phasitron®

Collegare il circuito respiratorio al ventilatore di trasporto di percussione ad alta frequenza.




### Collegamento paziente Phasitron®

1. Collegare direttamente al tubo o alla maschera ET del paziente.
- Aggiungere un filtro opzionale HME o HME/F a Phasitron® con o senza connettore a T.



### Collegamento al sistema di erogazione AeroNox



### Pulizia di Phasitron®

Seguire le linee guida ospedaliere/istituzionali per la pulizia e la disinfezione. Sostituire il kit del circuito respiratorio Phasitron® ogni 7 giorni o in caso di sporizia.

Il kit Phasitron® è stato testato per la compatibilità con le seguenti soluzioni di pulizia e disinfezione.

Classe chimica	Ingrediente attivo
Candeggina	Ipclorito di sodio al 5,25%
Alcol	Alcol isopropilico al 70%
Perossido	Perossido di idrogeno al 3%
Cloruro di benzil ammonio	Cloruro di N-alcil dimetil etil benzil ammonio, cloruro di N-alcil dimetil benzil ammonio
Fenolo	Ortofenilfenolo Orto-benzil-para-cloro-fenolo
Cloruro di ammonio quaternario	Didecildimetilammonio cloruro Cloruro di alchil dimetil benzil ammonio

### Specifiche

<b>Frequenza di percussione</b>	0-999 impulsi al minuto
<b>Intervallo di pressione</b>	0-150 cmH <sub>2</sub> O/hPa
<b>Tempo di esecuzione</b>	Continuo
<b>Flusso</b>	25 LPM
<b>Filtro della linea rossa</b>	0,027 micron idrofobo
<b>Intervallo di funzionamento</b>	Temp. 0 °C - 49 °C (32 °F - 120 °F) Intervallo di umidità relativa dal 5% al 95%
<b>Intervallo di conservazione e trasporto</b>	Temp.: da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F) Umidità < 93% senza condensa
<b>Vita utile</b>	7 giorni
<b>Durata di conservazione</b>	2 anni
<b>Smaltimento</b>	Riciclare in conformità alla normativa locale.

### Garanzia limitata

Percussionaire® Corporation garantisce che il kit Phasitron® è esente da difetti di fabbricazione e dei materiali e che funzionerà in conformità alle specifiche del prodotto per un periodo di 7 giorni. Se il prodotto non funziona in conformità alle specifiche del prodotto, Percussionaire® Corporation riparerà o sostituirà, a propria discrezione, il materiale o la parte difettosa. Percussionaire® Corporation pagherà le spese di trasporto ordinarie e a Percussionaire® Corporation o un centro di assistenza autorizzato Percussionaire® Corporation. Questa garanzia non copre i danni causati da pulizia o sterilizzazione non approvata, incidenti, cattivo utilizzo, abuso, alterazione e da altri difetti non legati al materiale o alla fabbricazione. Percussionaire® Corporation declina ogni responsabilità in caso di perdite economiche, perdite di profitti, spese generali o danni conseguenti che possono essere rivendicati a seguito della vendita o dell'utilizzo di questo prodotto.

NL

## Phasitron®-beademingscircuitset, voor gebruik bij één enkele patiënt, gebruiksaanwijzing - Nederlands

### Beoogd gebruik

De Phasitron®-beademingscircuitset is bedoeld voor continue ventilatie voor gecontroleerde beademing van patiënten.

### Patiëntenpopulatie

Pasgeborenen, kinderen en volwassenen.

### Indicaties voor gebruik

De Phasitron®-beademingscircuitset dient te worden gecombineerd met een Percussionaire® HFPV-systeem en is bedoeld voor gebruik in het ziekenhuis of op een locatie waar spoedeisende hulp wordt geboden, met inbegrip van ziekenvervoer binnen en buiten het ziekenhuis.

### Absolute contra-indicaties

- Onbehandelde spanningspneumothorax
- Ongeschoolde of onervaren gebruiker

### Relatieve contra-indicaties

- Eerdere pneumothorax
- Pulmonale luchtlekkage (zonder functionerende thoraxdrain)
- Recente pneumectomie
- Niet-coöperatieve patiënt
- Longbloeding
- Niet-gemaakt met natuurlijk rubberlatex
- Myocardinfarct
- Braken

### Mogelijke bijwerkingen

- Hyperventilatie
- Uitgezette maag
- Verlaagd hartminuutvolume
- Verhoogde intracraniele druk
- Verhoogde luchtretentie
- Besmetting
- Hyperoxygenatie
- Pneumothorax
- Pulmonale luchtlekkage
- Longbloeding

### Gebruikte symbolen

	<b>WAARSCHUWING</b>		Toegepast onderdeel type BF
	<b>LET OP</b>		Voor gebruik bij één enkele patiënt
	Lees de gebruiksaanwijzing voorafgaand aan gebruik		Uitsluitend op recept
	CE-markering		Catalogusnummer
	Fabrikant		Partijnummer
	Productiedatum		Europese vertegenwoordiger
	Niet-steriel		Niet gemaakt met natuurlijk rubberlatex
	Bevat niet de ftalaatweesmakers DEHP, DBP, DBP of BBP		Afvoer


Lees de instructies volledig door en zorg dat u ze begrijpt voordat u de Phasitron®-beademingscircuitset in elkaar zet en in gebruik neemt.

### Voorzorgsmaatregelen

- ▲ **WAARSCHUWING:** wijst op de kans op letsel bij de gebruiker of operator.
- ▲ **LET OP:** wijst op de kans op beschadiging van het apparaat. Volgens de federale wetgeving van de VS mag dit apparaat alleen worden verkocht door of op voorschrift van een arts.
- ▲ **LET OP:** niet blootstellen aan verwerkings-temperaturen boven de 50 °C/122 °F.
- ▲ **WAARSCHUWING:** voor gebruik bij één enkele patiënt, niet bedoeld voor herverwerking.
- ▲ **WAARSCHUWING:** de in- en uitademporten niet blokkeren.
- Alle personen die mechanische ventilatie toepassen, moeten zijn opgeleid in het gebruik van hoogfrequente Percussionaire®-apparaten.
- Therapeuten dienen te beoordelen hoe goed hun patiënten de behandeling verdragen. Auscultatie en observatie van de mechanische vibraties van de borstkas en buik zijn de primaire indicatoren voor effectieve beademing.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen en accessoires van Percussionaire®.
- Probeer de eenheid nooit aan te passen.


### Phasitron® installeren

Sluit het beademingscircuit aan op het voor transport bestemde apparaat met hoogfrequente percussieve ventilatie.




### Phasitron® aansluiting patiëntzijde

1. Direct bevestigen aan de endotracheale tube of het masker van de patiënt.
- Voeg optioneel een HME- of HME/F-filter toe aan Phasitron® met of zonder T-verbinding.



### Aansluiting op het AeroNox-leveringssysteem



### Reinigen van de Phasitron®

Volg de richtlijnen van het ziekenhuis of de instelling voor reiniging en desinfectie.

Vervissel de Phasitron®-beademingscircuitset elke 7 dagen of als de set vuil is.

De Phasitron® is getest op compatibiliteit met de volgende oplossingen voor reiniging en desinfectie.

Chemische klasse	Actief ingrediënt
Bleekmiddel	5,25% natriumhypochloriet
Alcohol	70% isopropylalcohol
Peroxide	3% waterstofperoxide
Benzylammonium-chloride	N-alkyl dimethylethylbenzylammonium-chloride, N-alkyl dimethylbenzylammoniumchloride
Fenol	Orthofenylfenol, orthobenzylparachlorofenol
Quaternair ammoniumchloride	Didecyl dimethylammoniumchloride, alkyl dimethylbenzylammoniumchloride

### Specificaties

<b>Percussiefrequentie</b>	0-999 pulsaties per minuut
<b>Drukbereik</b>	0-150 cmH <sub>2</sub> O/hPa
<b>Looptijd</b>	Ononderbroken
<b>Flow</b>	25 l/min
<b>Filter van de rode slang</b>	0,027 micron hydrofoob
<b>Werkingsbereik</b>	Temp. 0 °C tot 49 °C (32 °F tot 120 °F) Bereik relatieve vochtigheid 5% tot 95%
<b>Opslag en transport</b>	Temp., -40 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F) Vochtigheid < 93% niet-condenserend
<b>Gebruiksduur</b>	7 dagen
<b>Levensduur</b>	2 jaar
<b>Afvoer</b>	Recycle volgens plaatselijke wetgeving.

### Beperkte garantie

Percussionaire® Corporation garandeert dat de Phasitron®-set vrij is van materiaal- en fabricagefouten, en gedurende 7 dagen overeenkomstig de productspecificaties functioneert. Wanneer het product niet overeenkomstig de productspecificaties functioneert, zal Percussionaire® Corporation het defecte materiaal of onderdeel naar eigen inzicht repareren of vervangen. De portkosten van en naar Percussionaire® Corporation of een bevoegd Percussionaire® Corporation-dienstencentrum zijn voor rekening van Percussionaire® Corporation. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van niet-goedgekeurde reinigings- of sterilisatiemethoden, ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, wijzigingen of andere defecten die niet gerelateerd zijn aan het materiaal of vakmanschap. Percussionaire® Corporation wijst alle verantwoordelijkheid voor economisch verlies, gedeelde winst, overheadkosten of gevolgschade waarvan wordt beweerd dat ze voortvloeien uit de verkoop of het gebruik van dit product, af.