





VS-A/P/N PCO2, SpO2/PR 	en V-Sign™ Sensor 2 de V-Sign™ Sensor 2 es Sensor V-Sign™ 2 fr Capteur V-Sign™ 2 pt Sensor V-Sign™ 2 it Sensore V-Sign™ 2 zh V-Sign™ 传感器 2 ja V-Sign™ センサ 2 ar V-Sign™ 2 مقياس bg Сензор V-Sign™ 2 cs Sensor V-Sign™ 2 da V-Sign™-sensoren 2 el Αισθητήρας V-Sign™ 2 et V-Sign™-i andur 2 fi V-Sign™-sensori 2 hu V-Sign™-érzékelő 2 it Jutiklis V-Sign™ 2 lv Sensors V-Sign™ 2 nl V-Sign™ Sensor 2 no V-Sign™-sensor 2 pl Czujnik 2 V-Sign™ ro Senzor V-Sign™ 2 ru Датчик 2 V-Sign™ sh V-Sign™ sensor 2 sv V-Sign™ sensor 2	IPX7 +15°C +26°C    0123
OV-A/P/N PCO2, PO2, SpO2/PR 	en OxiVen™ Sensor de OxiVen™ Sensor es Sensor OxiVen™ fr Capteur OxiVen™ pt Sensor OxiVen™ it Sensore OxiVen™ zh OxiVen™ 传感器 ja OxiVen™ センサ ar OxiVen™ مقياس bg Сензор OxiVen™ cs Senzor OxiVen™ da OxiVen™-sensor el Αισθητήρας OxiVen™ et OxiVen™-i andur fi OxiVen™-sensori hu OxiVen™-érzékelő it Jutiklis OxiVen™ lv Sensors OxiVen™ nl OxiVen™ Sensor no OxiVen™-sensor pl Czujnik OxiVen™ ro Senzor OxiVen™ ru Датчик OxiVen™ sh OxiVen™ sensor sv OxiVen™ sensor	IPX7 +15°C +26°C    0123
EC-MI 	en Ear Clip for mature, intact skin de Ohrclip für normale, gesunde Haut es Clip de oreja para piel madura e intacta fr Pince d'oreille pour les peaux intactes pt Clip de Orelha para pele madura e intacta it Clip Auricolare per pelli mature e intatte zh 耳夹 適合正常、健康的皮肤 ja イーアークリップ 成熟肌、無傷な肌用 ar شبك الأذن للجلد السليم المتقدمة في السن bg Клип за ухо за зряла, здрава кожа cs Klip na ucho pro zralou, nepoškozenou pokožku da Øreclip til moden, ubeskadiget hud el Κλίπ αυτίου για ώριμο, άβλαβό δέρμα et Kõrvaklamber normaalse, terve naha jaoks fi Korvaklipsi ehjälle iholle hu Füleszűrtető éretl, ép bőrre lv Ausies spauštukas normaliai, sveikai odai lt Ausis klipsis nobriedusiai adai bez bojajumiem nl Øreclip voor volgroeiende, intacte huid no Øreklips til moden, intakt hud pl Klips nauszny do skóry dojrzalej, nienaruszonej ro Clip de urechi pentru pielea matură și intactă ru Ушная клипса для зрелой, неповрежденной кожи sh Klips za uvo za zrelo, neobesedenu kožu sv Öronklämma för mogen, intakt hud	+10°C +30° 60% 25%  
GEL-SD 	en Contact Gel de Kontaktgel es Gel de contacto fr Gel de contact pt Gel de contato it Gel di Contatto zh 接觸凝膠 ja コンタクトジェル ar جل موشل bg Контактен гел cs Kontaktní gel da Kontaktgel el Γέλ επώδης et Kontaktgeel fi Kontaktigeeli hu Kontaktgél lt Kontaktinis gelis lv Kontaktželeja nl Contactgel no Kontaktgel pl Żel przewodzący ro Gel de contact ru Контактный гель sh Kontaktni gel sv Kontaktgel	+10°C +30°C  
GEL-04 	en Contact Gel de Kontaktgel es Gel de contacto fr Gel de contact pt Gel de contato it Gel di Contatto zh 接觸凝膠 ja コンタクトジェル ar جل موشل bg Контактен гел cs Kontaktní gel da Kontaktgel el Γέλ επώδης et Kontaktgeel fi Kontaktigeeli hu Kontaktgél lt Kontaktinis gelis lv Kontaktželeja nl Contactgel no Kontaktgel pl Żel przewodzący ro Gel de contact ru Контактный гель sh Kontaktni gel sv Kontaktgel	+10°C +30°C  



en Please consult the Instruction Manual of the SenTec Digital Monitoring System for complete descriptions of warnings/cautions, recommendations of temperature setting and site time combinations, and additional information.

Contraindications

The use of the Ear Clip is contraindicated in case of:

- patients whose earlobes are too small to ensure adequate sensor application (e.g. neonates).
- conditions where the patient is in the Trendelenburg's position (head lower than the heart).

Warnings/Cautions

The use of temperatures higher than 41 °C requires special attention to patients with susceptible skin, e.g. neonates, geriatric patients, burn victims, patients with skin diseases. Ensure that all parts are applied correctly and physically intact and that the sensor is not damaged by sharp-edged objects or fingernails. Incorrect application and damage can cause incorrect measurements. Always apply sensor and Contact Gel on intact and closed skin sites. Pierced earlobes may result in incorrect

de Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das SDMS, für umfassende Warnhinweise und Empfehlungen zu Temperatureinstellungen und der jeweiligen Messdauer sowie Zusatzinformationen.

Kontraindikationen

In folgenden Fällen ist die Verwendung des Ohrclips kontraindiziert:

- Patienten, deren Ohrklappchen zu klein für eine ordnungsgemäße Anbringung des Sensors sind (z. B. Neugeborene).
- Bedingungen, bei denen sich der Patient in der Trendelenburg-Lagerung befindet (Kopf tiefer als das Herz).

Warnhinweise/Vorsichtmaßnahmen

Wenn Temperaturen über 41 °C bei Patienten mit empfindlicher Haut angewendet werden, z. B. bei Neugeborenen, Geriatriepatienten, Patienten mit Brandverletzungen oder Hautkrankheiten, bedarf es besonderer Überwachung. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile intakt und ordnungsgemäß appliziert sind und dass der Sensor nicht durch scharfe Objekte oder Fingernägel beschädigt wird. Eine falsche Applikation und Schäden können zu falschen Messungen führen. Sensor und Kontaktgel stets auf Stellen mit intakter und geschlossener Haut applizieren. Durchstochene Ohrklappchen können zu fehlerhaften

es Consulte el manual de instrucciones del SenTec Digital Monitoring System las descripciones completas de las advertencias/precauciones, recomendaciones de las combinaciones de ajuste de la temperatura y tiempo de medida, e información adicional.

Contraindicaciones

El uso del clip de oreja está contraindicado en caso de:

- pacientes con lóbulos demasiado pequeños para garantizar una aplicación adecuada del sensor (p. ej., recién nacidos).
- situaciones en las que el paciente se encuentre en posición de Trendelenburg (cabeza más baja que el corazón).

Advertencias/Precauciones

Si se utilizan temperaturas superiores a 41 °C, se deben rár extremar las precauciones en los pacientes con piel sensible, p. ej., recién nacidos, pacientes geriátricos, con quemaduras y enfermedades de la piel. Asegúrese de que todas las piezas se aplican correctamente y que están físicamente intactas, y que el sensor no ha sido dañado por objetos punzantes o uñas. La aplicación incorrecta y los daños pueden derivar en mediciones incorrectas. Aplique el sensor y el gel de contacto úni-

fr Veuillez consulter le mode d'emploi du Digital Monitoring System de SenTec pour une description complète des avertissements/precautions, pour des recommandations sur la configuration de la température et sur les combinaisons de durées de mesure, ou pour toute autre information.

Contre-indications

L'utilisation de la pince d'oreille (Ear Clip) est contre-indiquée dans les cas suivants :

- patients dont les lobes d'oreilles sont trop petits pour permettre une application adéquate du capteur (par ex. chez les nouveau-nés).
- conditions nécessitant de placer le patient dans la position de Trendelenburg (mettre au dessous du niveau du cœur).

Avertissements/précautions

Des températures supérieures à 41 °C requièrent une vigilance particulière chez les patients présentant une peau sensible, comme les nouveaux-nés, les personnes en gériatrie, les victimes de brûlures ou les patients souffrant d'affections cutanées. Veuillez vous assurer que chaque pièce est correctement appliquée et physiquement intacte, et que le capteur n'a pas été endommagé par des objets contondants ou les ongles. Une mauvaise application ou des détériorations peuvent fausser les mesures. Toujours appliquer le capteur et le gel de contact

pt Consultar o Manual de Instruções do Sistema de Monitoramento SenTec Digital para a descrição completa das advertências/precauções, recomendações de combinações de ajuste de temperatura e tempo do sensor na localização, e informações adicionais.

Contraindicações

O uso do Clip de Orelha é contraindicado em caso de:

- pacientes cujos lóbulos auriculares sejam muito pequenos para assegurar a aplicação adequada do sensor (por ex., neonatos).
- condições onde o paciente fica na posição de Trendelenburg (a cabeça mais baixa que o coração).

Avisos/Precauções

A utilização de temperaturas superiores a 41°C exige atenção especial em relação aos pacientes com pele sensível, por ex., neonatos, pacientes geriátricos, vítimas de queimaduras, pacientes com doenças de pele. Certifique-se de que todas as partes sejam aplicadas corretamente e estejam fisicamente intactas, e que o sensor não seja danificado por objetos afiados ou unhas. A aplicação incorreta e os danos podem ocasionar medições incorretas. Sempre aplicar o sensor e o Gel de Contato em locais de pele intacta e íntegra. Lóbulos

tcPCO2 and/or tcPO2 measurements. Do not apply on patients who exhibit allergic reactions to these disposable. Do not use the Ear Clip for sensor attachment on any other site than the earlobe. Do not excessively rotate the sensor within the Ear Clip after sensor attachment. This may cause incorrect measurements. Do not change the opening angle of the Ear Clip after sensor application. This may cause incorrect measurements. Do not re-attach the sensor to the same measurement site if any skin irritations are noted. Discard the Ear Clip in case of defects or loss of spring tension sufficient to allow slippage or movement of the sensor from its proper position on the earlobe. Do not remove the membrane of the sensor for cleaning and disinfection. Use 70% Isopropanol or approved cleaning agent listed on www.senotec.com/ifu. Do not clean the sensor in an ultrasonic cleaner. Do not sterilize any parts described herein (e.g. by irradiation, steam, ethylene oxide or plasma method). Do not immerse the connector of the sensor cable in any liquid solution.

tcPCO2- und/oder tcPO2-Messungen führen. Nicht bei Patienten anwenden, die allergisch auf diese Einwegartikel reagieren. Den Ohrclip nicht verwenden, um den Sensor an einer anderen Stelle als dem Ohrklappchen zu befestigen. Nach der Befestigung den Sensor nicht übermäßig innerhalb des Ohrclips drehen. Dies kann zu fehlerhaften Messungen führen. Den Öffnungswinkel des Ohrclips nach der Anbringung des Sensors nicht verändern. Dies kann zu fehlerhaften Messungen führen. Den Sensor nicht wieder an denselben Messpunkt befestigen, wenn dort Hautreizungen beobachtet werden. Den Ohrclip entsorgen, wenn dieser defekt ist oder die Federspannung nicht mehr ausreicht, um ein Versutschen oder eine Bewegung des Sensors aus der korrekten Position am Ohrklappchen zu verhindern. Die Membran des Sensors nicht zur Reinigung und Desinfektion entfernen. 70%iges Isopropanol oder eines der zugelassenen Reinigungsmitel verwenden, die unter www.senotec.com/ifu aufgeführt sind. Den Sensor nicht in einem Ultraschallreinigungsgerät reinigen. Die hierin beschriebenen Teile dürfen nicht sterilisiert werden (z. B. durch Bestrahlung, Dampf, Ethylenoxid- oder Plasmaverfahren). Den Stecker des Sensorkabels nicht in Flüssigkeiten/Lösungen tauchen.

camente en zonas con piel intacta e íntegra. Los lóbulos perforados pueden dar lugar a mediciones incorrectas de tcPCO2 o tcPO2. No lo aplique en pacientes alérgicos a estos materiales desechables. No utilice el clip de oreja para fijar el sensor en otras zonas distintas al lóbulo de la oreja. No gire excesivamente el sensor dentro del clip de oreja después de fijar el sensor. Podrían producirse mediciones incorrectas. No cambie el ángulo de apertura del clip de oreja después de la aplicación del sensor. Podrían producirse mediciones incorrectas. No vuelva a colocar el sensor en la misma zona de medición si observa una irritación de la piel. Elimine el clip de oreja si presenta defectos o una pérdida de tensión del muelle suficiente para permitir el deslizamiento o movimiento del sensor desde su posición correcta en el lóbulo de la oreja. No desmonte la membrana del sensor para la limpieza y desinfección. Use isopropanol al 70 % o un producto de limpieza aprobado indicado en www.senotec.com/ifu. No limpie el sensor en un equipo de limpieza por ultrasonidos. No esterilice ningún componente aquí descrito (p. ej., por irradiación, vapor, óxido de etileno o plasma). No sumerja el conector del cable del sensor en líquidos.

sur un site cutané intact et uniforme. Des oreilles percées peuvent fausser les mesures de la tcPCO2 et/ou de la tcPO2. Ne pas appliquer chez les patients présentant des réactions allergiques à ces produits jetables. Ne pas utiliser la pince d'oreille (Ear Clip) pour fixer le capteur ailleurs que sur le lobe de l'oreille. Ne pas faire pivoter excessivement le capteur sur la pince d'oreille (Ear Clip) après qu'il a été fixé. Cela peut générer des mesures erronées. Ne pas modifier l'angle d'ouverture de la pince d'oreille (Ear Clip) après avoir appliqué le capteur. Cela peut générer des mesures erronées. Ne pas réinstaller le capteur sur le même site de mesure si la moindre irritation se constate. Mettre au rebut toute pince d'oreille (Ear Clip) défectueuse ou contenant un ressort dont la force est insuffisante pour empêcher le capteur de glisser ou de s'écarter de la position appropriée sur le lobe de l'oreille. Ne pas retirer la membrane du capteur pour la nettoyer ou la désinfecter. Utiliser de l'isopropanol à 70 % ou un agent nettoyant approuvé, répertorié sur le site www.senotec.com/ifu. Ne pas nettoyer le capteur dans un appareil à ultrasons. Ne stériliser aucune des pièces décrites ici (par ex. par irradiation, à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène ou par un procédé au plasma). Ne pas immerger le connecteur du câble du capteur dans une solution quelconque.



SenTec AG
Ringstrasse 39
CH-4106 Therwil
Switzerland
www.senotec.com



only



www.senotec.com/ifu

