


## Guide d'installation rapide au domicile de l'utilisateur



- Sélectionner « Profil Maison » du SDM dans V-STATS™
- Raccorder les fiches du transformateur d'isolement et du câble d'alimentation secteur
- Connecter le transformateur d'isolement et le SDM
- Brancher le câble d'alimentation secteur sur la prise



Consulter le document « SDMS - Installation sur le site d'utilisation à domicile par un personnel formé » (HB-011293) pour des informations détaillées.



[www.sentec.com/ifu](http://www.sentec.com/ifu)



**Sentec AG**  
Ringstrasse 39,  
CH-4106 Therwil,  
Suisse  
[www.sentec.com](http://www.sentec.com)

HB-011294-  
Date de publication : 12/2020



CE  
0123

Care with  
Confidence