


Snabbguide för installation i hemmet



- Välj SDM "Home Profile" i V-STATS™
- Koppling isolertransformator och nätledningskontakter
- Ansluta isolertransformatorn till SDM
- Anslut nätkabeln till uttaget



Detaljerad information finns i "SDMS – installation i hemmet av instruerad personal" (HB-011473).



www.sentec.com/ifu



Sentec AG
Ringstrasse 39
CH-4106 Therwil
Schweiz
www.sentec.com

HB-011466_
Utgivningsdatum: 03/2021



CE
0123

Care with
Confidence