












<p>GEL-04</p> 	<p>Contact Gel en Kontaktgel de Gel de contacto es Gel de contacto fr Gel de contact pt Gel de contato it Gel di Contatto zh 接觸凝膠 ja コンタクトジェル ar جبل موشل bg Контактен гел cs Kontaktní gel da Kontaktgel el Γέλη επαφής et Kontaktgeel fi Kontaktigeeli hu Kontaktgél lt Kontaktinis gelis lv Kontaktzeleja ni Kontaktgel pl Żel przewodzący ro Gel de contact ru Контактный гель sh Kontaktni gel sv Kontaktgel</p>	   
<p>GEL-SD</p> 	<p>Contact Gel en Kontaktgel de Gel de contacto es Gel de contacto fr Gel de contact pt Gel de contato it Gel di Contatto zh 接觸凝膠 ja コンタクトジェル ar جبل موشل bg Контактен гел cs Kontaktní gel da Kontaktgel el Γέλη επαφής et Kontaktgeel fi Kontaktigeeli hu Kontaktgél lt Kontaktinis gelis lv Kontaktzeleja ni Kontaktgel pl Żel przewodzący ro Gel de contact ru Контактный гель sh Kontaktni gel sv Kontaktgel</p>	    

en **Composition** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)
 Please consult the Instruction Manual for the SDMS for complete descriptions of warnings/cautions and additional information.
Warning: Avoid contact with injured skin. Do not use on patients who exhibit allergic reactions.

de **Zusammensetzung** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)
 In der Bedienungsanleitung des SDMS finden Sie darüber hinaus vollständige Beschreibungen der Warnhinweise und weitere Informationen.
Warnhinweise: Den Kontakt mit verletzter Haut vermeiden. Nicht bei Patienten, die allergisch reagieren, anwenden.

es **Componentes** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)
 Consulte en el manual de instrucciones del SDMS las descripciones completas de las advertencias/precauciones y la información adicional.
Advertencias: Evite el contacto con piel lesionada. No lo aplique en pacientes alérgicos a este.

fr **Constituants** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)
 Veuillez consulter le Mode d'emploi du SDMS pour les descriptions complètes des avertissements/précautions et des informations supplémentaires.
Avvertissements: Éviter tout contact avec des lésions cutanées. Ne pas utiliser chez des patients présentant des réactions allergiques.

pt **Componentes** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)
 Consultar o Manual de Instruções do SDMS para descrições completas dos avisos/precauções e informações adicionais.
Avisos: Evitar o contato com a pele ferida. Não usar em pacientes que apresentem reações alérgicas.

it **Componenti** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)
 Consultare il Manuale delle istruzioni dell'SDMS per le descrizioni complete delle avvertenze/precauzioni e ulteriori informazioni.
Avvertenze: Evitare il contatto con la cute lesa. Non utilizzare su pazienti che presentano reazioni allergiche.

zh **组件** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)
 请参考 SDMS 说明书, 了解有关警告/注意及其他信息的完整描述。
警告: 避免接触受伤的皮肤。 不要用于有过敏反应的患者。

ja **コンポーネント** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)
 警告や注意に関する完全な記述、ならびに追加情報は、SDMSの取扱説明書を参照してください。
警告: 傷ついた皮膚への貼り付けは避けてください。アレルギー反応のある患者には使用しないでください。

ar **تكوينه** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)
 يرجى الرجوع إلى دليل تعليمات SDMS للحصول على وصفات التحذيرات والتحذيرات والبيانات الإضافية.
تحذيرات: تجنب الاتصال بالجلد المتضرر. لا تستخدم على المرضى الذين يعانون من الحساسية لهذا.

bg **Компоненти** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)
 Моля направете справка с ръководството на SDMS за подробно описание на предупрежденията/указанията за безопасност и допълнителна информация.
Предупреждения: Избягвайте контакт с наранена кожа. Не използвайте при пациенти, проявяващи алергични реакции.

cs **Součásti** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)
 Podrobný popis varování/upozornění a další informace najdete v návodu k použití k SDMS.
Varování: Vyhněte se kontaktu s poraněnou kůží. Nepoužívejte u pacientů, u nichž se projevil alergické reakce.

da **Komponenter** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)
 Man bedes læse brugervejledningen til SDMS for at få en fyldestgørende beskrivelse af advarsler/sikkerhedsregler, anbefalede temperaturindstillinger og yderligere oplysninger.
Advarsler: Undgå kontakt med beskadiget hud. Undgå at bruge på patienter med allergiske reaktioner.



el **Συστατικά στοιχεία** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)

Παρακαλούμε συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο οδηγιών του SDMS για πλήρεις περιγραφές των προειδοποιήσεων/υποδείξεων προσοχής και πρόσθετες πληροφορίες.

Προειδοποιήσεις: Αποφύγετε την επαφή με τραυματισμένο δέρμα. Μη χρησιμοποιείτε σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν αλλεργικές αντιδράσεις.

et **Osad** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)
Hoiatuste/ettevaatusabinõude täieliku kirjelduse ja lisateabe leiate SDMS-i kasutusjuhendist.

Hoiatused: Vältige kokkupuudet vigastatud nahaga. Ärge kasutage patsientidel, kes on allergilised.

fi **Osat** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)

Katso SDMS-järjestelmän käyttöohjeesta tarkemmat tiedot varoituksesta/huomioista ja lisätiedot.

Varoitukset: Vältä kosketusta vaurioituneeseen ihoon. Älä käytä potilaille, joilla ilmenee allergisia reaktioita.

hu **Komponensek** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)

Kérjük, tekintse meg az SDMS utasításainak kézikönyvét a figyelmeztetések/óvintézkedések teljes leírásáért és további információkért.

Figyelmeztetések: Kerülje a sérült bőrrel való érintkezést. Ne alkalmazza allergiás reakciót mutató betegeken.

lt **Komponentai** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)

Pilno iespējumu ir atsargumo priemieni aprašumo bei papildomas informācijas iēškokite SDMS nau-dojimo vadove.

Ispējimai: Saugokite nuo kontakto su pažeista oda. Nenaudokite pacientams, kuriems pasireiškia alerginė reakcija.

lv **Sastāvdaļas** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)

Lūdzu, skatiet SDMS instrukciju rokasgrāmatu pilnīgiem brīdinājumu/piesardzības pasākumu aprakstiem un papildus informācijai.

Brīdinājumi: Izvairieties no saskares ar ievainotu ādu. Neizmantojiet pacientiem, kuriem ir alerģiskas reakcijas.

nl **Componenten** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de SDMS voor een volledige beschrijving van de waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen en aanvullende informatie.

Waarschuwingen: Voorkom contact met beschadigde huid. Niet gebruiken bij patiënten met allergische reacties.

no **Komponenter** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)

Les instruksjonshåndboken til SDMS for en fullstendig beskrivelse av advarsler/forsiktighetsregler samt annen informasjon.

Advarsler: Unngå kontakt med skadet hud. Må ikke brukes hos pasienter som får allergiske reaksjoner.

pl **Składniki** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)

Pełne opisy ostrzeżeń i ostrzeżeń oraz dodatkowe informacje są zawarte w instrukcji obsługi SDMS.

Ostrzeżenia: Unikać kontaktu ze zranioną skórą. Nie stosować u pacjentów, u których występują reakcje alergiczne.

ro **Componente** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)

Vă rugăm să consultați Manualul de instrucțiuni pentru SDMS pentru descrieri complete ale atenționărilor/precauțiilor și informații suplimentare.

Atenționări: Evitați contactul cu pielea cu leziuni. A nu se utiliza la pacienți care prezintă reacții alergice.

ru **Компоненты** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)

Обратитесь к руководству по эксплуатации SDMS, чтобы ознакомиться с полным описанием предупреждений/мер предосторожности и дополнительной информацией.

Предупреждения: Не допускайте контакта с поврежденной кожей. Не используйте у пациентов с аллергическими реакциями.

sh **Komponente** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)

Kompletan tekst upozorenja/mera opreza i dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku za SDMS.

Upozorenja: Izbegavajte kontakt sa povredenom kožom. Nemojte primenjivati na pacijentima koji su imali alergijske reakcije.

sv **Komponenter** (>90%): H₂O, 1,2-Propanediol (C₃H₈O₂)

Konsultera instruktionsmanualen för SDMS avseende fullständiga beskrivningar av varningar/försiktighet samt ytterlig information.

Varningar: Undvik kontakt med skadat hud. Får inte användas på patienter som uppvisar allergiska reaktioner