


|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| <p><b>GAS-0812</b></p> | <p><b>en Service Gas</b><br/>                 de Service Gas<br/>                 es Gas de servicio<br/>                 fr Gaz de maintenance<br/>                 pt Gás de serviço<br/>                 it Bombola gas<br/>                 zh 标准气体<br/>                 ja サージェスガス<br/>                 ar غاز المعايرة<br/>                 bg Технологичен газ<br/>                 cs Kalibrační plyn<br/>                 da Gas<br/>                 el Αέριο ορόπιο<br/>                 et teenindusgaas<br/>                 fi Huoltokaasu<br/>                 hu Szervizgáz<br/>                 lt Kalibravimo dujos<br/>                 lv Tehnoloģiskā gāze<br/>                 nl Servicegas<br/>                 no Servicegass<br/>                 pl Gaz kalibracyjny<br/>                 ro Gaz de întreținere<br/>                 ru Сервисный газ<br/>                 sh Servisni gas<br/>                 sv Servicegas</p> |  |
|------------------------|--|--|



en **Volume:** 0.56 l  
**Pressure:** 9.5 bar (138 psi)  
**Contents:** 5.7 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)  
**Net weight:** 7 g  
**Components:** 12.00 ± 0.05% O<sub>2</sub> / 8.00 ± 0.075% CO<sub>2</sub> / N<sub>2</sub> 80%  
 Please consult the Instruction Manual for the SDMS for complete descriptions of warnings/cautions and additional information.  
**Warnings:** Pressurized container. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Do not spray on a naked flame or any incandescent material.

fr **Volume:** 0.56 l  
**Pression:** 9.5 bar (138 psi)  
**Contenu:** 5.7 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)  
**Poids net:** 7 g  
**Constituants:** 12.00 ± 0.05% O<sub>2</sub> / 8.00 ± 0.075% CO<sub>2</sub> / N<sub>2</sub> 80%  
 Veuillez consulter le Mode d'emploi du SDMS pour les descriptions complètes des avertissements/précautions et des informations supplémentaires.  
**Avvertissements:** Récipient sous pression. Ne pas percer ni brûler, même après utilisation. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Tenir à l'écart des sources de chaleur/des étincelles/des foyers ouverts/des surfaces brûlantes. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur une flamme nue ni sur aucun matériau incandescent.

de **Volumen:** 0.56 l  
**Druck:** 9.5 bar (138 psi)  
**Inhalt:** 5.7 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)  
**Nettogewicht:** 7 g  
**Zusammensetzung:** 12.00 ± 0.05% O<sub>2</sub> / 8.00 ± 0.075% CO<sub>2</sub> / N<sub>2</sub> 80%  
 In der Bedienungsanleitung des SDMS finden Sie darüber hinaus vollständige Beschreibungen der Warnhinweise und weitere Informationen.  
**Warnhinweise:** Behälter steht unter Druck. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken oder offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

pt **Volume:** 0.56 l  
**Pressão:** 9.5 bar (138 psi)  
**Conteúdo:** 5.7 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)  
**Peso líquido:** 7 g  
**Componentes:** 12.00 ± 0.05% O<sub>2</sub> / 8.00 ± 0.075% CO<sub>2</sub> / N<sub>2</sub> 80%  
 Consultar o Manual de Instruções do SDMS para descrições completas dos avisos/precauções e informações adicionais.  
**Avisos:** Recipiente pressurizado. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Mantenha afastado do calor/faíscas/chama aberta/superfícies quentes. Não fumar. Não borrifar sobre uma chama livre ou qualquer material incandescente.

es **Capacidad:** 0.56 l  
**Presión:** 9.5 bar (138 psi)  
**Contenido:** 5.7 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)  
**Peso neto:** 7 g  
**Componentes:** 12.00 ± 0.05% O<sub>2</sub> / 8.00 ± 0.075% CO<sub>2</sub> / N<sub>2</sub> 80%  
 Consulte en el manual de instrucciones del SDMS las descripciones completas de las advertencias/precauciones y la información adicional.  
**Advertencias:** Recipiente a presión. No perforar ni quemar, incluso después del uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C (122 °F). Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

it **Capacità:** 0.56 l  
**Pressione:** 9.5 bar (138 psi)  
**Contenuto:** 5.7 l @ 1 bar (14.5 psi) & 21 °C (70 °F)  
**Peso netto:** 7 g  
**Componenti:** 12.00 ± 0.05% O<sub>2</sub> / 8.00 ± 0.075% CO<sub>2</sub> / N<sub>2</sub> 80%  
 Consultare il Manuale delle istruzioni dell'SDMS per le descrizioni complete delle avvertenze/precauzioni e ulteriori informazioni.  
**Avvertenze:** Contenitore pressurizzato. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F. Tenere lontano da fonti di calore/fiamme libere/superfici calde. Non fumare. Non spruzzare su fiamme vive o su materiali incandescenti.



SenTec AG  
 Ringstrasse 39  
 CH-4106 Therwil  
 Switzerland  
 www.sentec.com



only



www.sentec.com/ifu

